การเรียกดูรายงาน MC.5

รายงาน MC.5 เป็นรายงานที่เขียนขึ้นมาไว้สำหรับเรียกดูมูลค่าของเหลือใน stock ตามช่วงเวลาที่ต้องการ เพื่อจะได้ใช้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการตรวจข้อมูลการ ตัด Stock ของภาควิชา วันนี้เลยขอเอาวิธีการเรียกดูรายงานมาฝากกันนะคะ

1. เข้า T-Code : MC.5

区 <u>M</u> enu <u>E</u> dit <u>F</u> avorites Extr <u>a</u> s S <u>y</u> stem <u>H</u> elp
🖉 🚾
SAP Easy Access
 Favorites 1.CCA 2.PA 3.PCA 4.IO 5.Report 6.Other SAP Menu Office Cross-Application Components Logistics Accounting Human Resources Information Systems
Loois WebClient UI Framework Sirirai Customized Package Configuration

 2. ใส่ Plant, Storage Location และช่วงเวลาที่ต้องการเรียกดูข้อมูล โดยต้อง ระวังในการใส่ช่วงเวลานิดนึงนะคะ เพราะสังเกตดีๆ ในส่วนของ Period Analyze จะ เป็น Month ซึ่งก็คือเดือนตามปีปฏิทิน ไม่ใช่ปีงบประมาณ ดังนั้นหากเราจะเรียก รายงานเป็นปีงบประมาณ ก็ต้องใส่เดือนให้ถูกต้องนะคะ ตามตัวอย่างจะเรียกดูข้อมูล ของปีงบประมาณ 2556 ซึ่งก็คือเดือน ต.ค. 55 – ก.ย. 56 เวลาใส่จึงระบุเป็น 10.2012 to 09.2013 นั่นเองค่ะ เมื่อเลือกครบแล้วก็กด Execute ได้เลยค่ะ

Storage Location Analysis:	Stock: Selection		
🕒 🚸 📴 🔜 🚾 🚹 👫 SelectVers.	🚺 User settings 🛛 🗞 Standa	rd drilldown	
Characteristics			
Plant	1200	to	_
Storage Location	40E0	to	
Material		to	
MRP Controller		to	-
Material Groupings			
Material Type		to	-
Material Group		to	-
Valuation class		to	
Period to Analyze			
Month	10.2012	to 09.2013	+
Valuation			
 Standard 			
⊖Std w/o Distrib.			
OMaterialLedger Active			
O Current Price			
Parameters			
Analysis Currency			
Exception			

3. หลังจากนั้นเราก็จะได้ข้อมูลออกมาหน้าตาแบบนี้



4. ซึ่งเราสามารถเรียกดูตามมุมมองที่ต้องการได้โดยการกดที่ Switch Drilldown ก็จะ ปรากฏหน้าต่างให้เลือกมุมมองต่างๆได้ดังนี้ค่ะ ในที่นี้ขอเลือกเป็น Material นะคะ

Stor. Location Anal. Edit	<u>G</u> oto V <u>i</u> ew E	xtr <u>a</u> s <u>S</u> e	ttings S <u>y</u> stem	<u>H</u> elp		
•] 4 🔲 € 🔞 €		8003	1 <u>*</u> 2		
Storage Location A	nalysis: Stock:	Basic	List			
弐 🞝 🐨 🌆 喆 ቶ Sw	itch drilldown 📇 🤉	🛛 🖻 🖴	🗑 🐨 Top N 🔥		•	
o. of Stor. Location: 1						
Stor. Location	ValStockValue		Valuated stock		CnsgtStock	
Total	25,920,787.22	THB	4,399.000	***	0.000	***
120040E0	23,920,787.22	ПВ	4,399.000		0.000	
				🖙 Switch	n drilldown	×
				Busine	as Area	
				Olivision		
					ontroller	
				 Materia 	ı	
				OMateria	l Group	
				O Materia	l Туре	
				Ostorag	e Location	
				○Valuati	on Class	
				OMonth		
						✓ X

5. เมื่อเลือกแล้ว กด Enter ก็จะได้ข้อมูล มูลค่าของเหลือใน stock ตามช่วงเวลาที่ ต้องการ ดังนี้ แต่เราก็จะไม่ทราบว่าตัวเลข Material ที่เห็นอยู่นั้น คือรายการอะไร

Stor. Location Anal	Edit Goto View I	Extr <u>a</u> s <u>S</u> e	ttings System	Help	0	
Storage Local	tion Analysis: Stock	: Drilldo	wn			
🥄 🞝 📅 🌆 👪	å Switch drilldown 몹	a 🖻 🖴	🗑 Top N 🚱			
No. of Material: 255						
Material	ValStockValue		Valuated stock		CnsgtStock	
Total	25.920.787.22	ТНВ	4,399.000	***	0.000	***
30000017	0.00	THB	0	PIE	0	PIE
30000018	0.00	THB	0	PIE	0	PIE
30000022	2,760.00	THB	24	PIE	0	PIE
30000023	0.00	THB	0	PIE	0	PIE
30000044	0.00	THB	0	PIE	0	PIE
30016179	0.00	THB	0	PAC	0	PAC
30017439	0.00	THB	0	PAC	0	PAC
30020030	0.00	THB	0	BAG	0	BAG
30020031	2,396.80	THB	8.00	BOX	0.00	BOX
30020558	76,440.80	THB	38.00	ZOB	0.00	ZOB
30020559	6,977.50	THB	10	PAC	0	PAC
30020569	2,086.50	THB	3.00	ZOB	0.00	ZOB
30020600	0.00	THB	0.00	ZI1	0.00	ZI1
30020601	8,280.00	THB	48.00	ZI1	0.00	ZI1
30020905	89,056.00	THB	20.00	BOX	0.00	BOX
30021103	0.00	THB	0	BOT	0	BOT
30021104	0.00	THB	0	BOT	0	BOT
30021238	0.00	THB	0	BOT	0	BOT

6. เราสามารถตั้งค่าได้โดยเข้าไปที่ Settings – Column width – Characteristic แล้วกำหนดค่าความกว้างของคอลัมน์ใหม่ได้ ลองกำหนดซัก 60 ก็พอค่ะ

Stor. Location Anal. Edit	<u>G</u> oto V <u>i</u> ew Extr <u>a</u> s <u>S</u>	<u>S</u> ettings S <u>y</u> stem <u>H</u> elp		
Ø 🔹] 4 🛛 C G Q 🗅 I	1 66 42 12 20 🛒 🔊	0	
Storage Location A	nalysis: Stock: Drilld	lown		
🕄 🖪 🐨 🚹 👪 Sw	itch drilldown 🖧 📨 🖻 🖞	🖺 🗑 Top N 🔥 🚹 ┥ 🕨	,	
vo. of Material: 255				
Material	ValStockValue	Valuated stock	CnsgtStock	
Total	25,920,78 🕞 Column Width	- Characteristic	× 0.000	***
30000017	0.00		0	PIE
	0.00 Column width	60	0	PIE
30000018	Courtin widen			
30000018 30000022	2,760.		0	PIE
30000018 30000022 30000023	2,760. 0.00		0	PIE
30000018 30000022 30000023 30000044	2,760. 0.00	[¹⁰]		PIE PIE PIE
30000018 30000022 30000023 30000044 30016179	2,760. 0.00 0.00 0.00			PIE PIE PIE PAC
30000018 30000022 30000023 30000044 30016179 30017439	2,760. 0.00 0.00 0.00			PIE PIE PIE PAC PAC

7. เมื่อกำหนดค่าเสร็จ คอลัมน์ก็จะกว้างขึ้นแบบนี้ แต่ก็ยังไม่มี Description แสดง

	1					
Storage Location Analysis: Stock: Basic List						
🧐 📴 📅 🌆 쁇 Switch drilldown 몲 🐼 딱 🐣 📅 Top N 🔥 🖪 🔹 🕨						
lo. of Material: 255						
Material	ValStockValue		Valuated stock		CnsgtStock	
Total	25,920,787,22	THB	4,399,000	***	0.000	***
30000017	0.00	THB	0	PIE	0	PIE
30000018	0.00	THB	0	PIE	0	PIE
3000022	2,760.00	THB	24	PIE	0	PIE
3000023	0.00	THB	0	PIE	0	PIE
3000044	0.00	THB	0	PIE	0	PIE
30016179	0.00	THB	0	PAC	0	PAC
30017439	0.00	THB	0	PAC	0	PAC
30020030	0.00	THB	0	BAG	0	BAG
30020031	2,396.80	THB	8.00	BOX	0.00	BOX
30020558	76,440.80	THB	38.00	ZOB	0.00	ZOB
30020559	6,977.50	THB	10	PAC	0	PAC
30020569	2,086.50	THB	3.00	ZOB	0.00	ZOB
30020600	0.00	THB	0.00	ZI1	0.00	ZI1
30020601	8,280.00	THB	48.00	ZI1	0.00	ZI1
30020905	89,056.00	THB	20.00	BOX	0.00	BOX
30021103	0.00	THB	0	BOT	0	BOT
30021104	0.00	THB	0	BOT	0	BOT
30021238	0.00	THB	0	BOT	0	BOT
30021239	1,300.00	THB	2	PAC	0	PAC
	0,550,00	TUD	2.00	73/4	0.00	73.64

8. เราสามารถตั้งค่าได้โดยเข้าไปที่ Settings – Characteristic display – Key and description ก็จะมี Description ของ Material นั้นๆแสดงให้เราเห็นค่ะ

Stor. Locatio	on Anal. Edit <u>G</u> oto View Extr <u>a</u> s Settings System Help						
Storage I	Location Analysis: Stock: Basic List						
3 🖪 🐨 🛛	🖪 👪 🖧 Switch drilldown 品 📨 🖻 🖴 📅 Top N 🔁 🖪 ┥ 🕨						
lo of Material	255						
Material		ValStockValue		Valuated stock		CnsgtStock	
Total		25,920,787.22	THB	4,399.000	***	0.000	**
30000017	Beaker-Low Form-Spout 50 ml	0.00	THB	0	PIE	0	PI
30000018	Beaker-Low Form-Spout 100 ml	0.00	THB	0	PIE	0	PI
30000022	Beaker 25 Ml.	2,760.00	THB	24	PIE	0	P
30000023	Beaker-Low Form-Spout 250 ml	0.00	THB	0	PIE	0	P
30000044	Bottle Clear Glass (Narrow Mouth) 500 Cc	0.00	THB	0	PIE	0	P
30016179	96-Well Reversible Rack, Assorted, 5/pac	0.00	THB	0	PAC	0	P.
30017439	Microcentrifuge Tube,PP1.5 ml,pkg of500	0.00	THB	0	PAC	0	P
30020030	CENTRIFUGE TUBE 50 ML,500/CS.	0.00	THB	0	BAG	0	B
30020031	MULTIGUARD FILTER TIP 1000 UL, STERILE, 10	2,396.80	THB	8.00	BOX	0.00	B
30020558	MICROCENTRIFUGE TUBE 2.0 ML, PP,	76,440.80	THB	38.00	ZOB	0.00	Z
30020559	Pipette tip 200-1000 ul	6,977.50	THB	10	PAC	0	P
30020569	Microcentrifuge tube 1.5ml.	2,086.50	THB	3.00	ZOB	0.00	Z
30020600	Bottle DURAN 1000 ml.	0.00	THB	0.00	ZI1	0.00	Z
30020601	Bottle DURAN 500 ml.	8,280.00	THB	48.00	ZI1	0.00	Z
30020905	ELISA MICROPIATES 96 Well F-BOTTOM	89,056.00	THB	20.00	BOX	0.00	B

เท่านี้เราก็สามารถดูมูลค่าและของคงเหลือใน Stock ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้แล้วค่ะ

